



# SÛRETÉ, SÉCURITÉ, PRODUCTIVITÉ



***Le sac généré par la NarcoMedic® donne l'information nécessaire à l'administration du narcotique.***

*« On aime beaucoup la NarcoMedic®, plus nous l'utilisons plus on l'apprécie. On se soucie que d'une seule chose, prendre le sac et administrer le narcotique au patient. »*

*Guylaine Fortier  
Infirmière*

*« La satisfaction du personnel de l'unité de soins 8A a engendré un intérêt d'avoir une NarcoMedic® dans d'autres unités de soins »*

*Denise Doré  
Coordonnatrice des soins médicaux*

***Nous éliminons les décomptes de fin de quart et les décomptes d'après transaction***

*« À l'unité 5A ils ont très hâte d'utiliser la NarcoMedic® »*

*« J'aime beaucoup utiliser la NarcoMedic®, c'est moins long que le système traditionnel »*

*Danielle  
Infirmière*

## SÛRETÉ *Bon narcotique au bon patient*

- *Ensachage et distribution uni-dose avec identification spécifique (patient, quantité à administrer, quantité distribuée,...)*
- *Gestion automatisée et informatisée des dates de péremption*
- *Utilisation du code à barres dans le processus de réapprovisionnement*


## SÉCURITÉ

- *Accès à un seul narcotique ou une seule dose de narcotique par transaction*
- *Permet d'effectuer la gestion des doses à retourner*
- *Ancrage au mur, accessible uniquement par l'intérieur et conception résistante à l'effraction*
- *Intégration d'une alarme sonore et d'un dispositif antivol (sécurité et / ou pharmacie)*

## PRODUCTIVITÉ

- *Élimination complète du décompte de fin de transactions*
- *Élimination complète du décompte de fin de quart*
- *Identification automatique des doses à distribuer aux patients*
- *Simplicité du conditionnement et du réapprovisionnement*
- *Élimination de la recherche des clés du cabinet à narcotiques*

## APPROCHE « CLÉ EN MAIN »

1. *Diagnostic de la situation actuelle*
2. *Configuration et paramétrage*
3. *Interfaçage (test d'interface)*
4. *Gestion du changement*
5. *Implantation logiciel*
6. *Formation*
7. 
8. *Démarrage*



## Analyse comparative

Caractéristiques	Armoires à narcotiques	Cabinets à tiroirs	NarcoMedic®
<b>Caractéristiques générales</b>			
Capacité de valider l'inventaire automatiquement *	N	N	0
* Élimination complète de l'intervention humaine dans le processus de contrôle, gestion et distribution des narcotiques à l'unité de soins			
Dimension (Largeur X Profondeur X Hauteur)	Variable	24,5" x 29" x 57"	23" X 28" X 38"
Méthode d'entreposage **	Tablette	Tiroirs	Robot
** Le système robotique permet la gestion automatisée de l'inventaire, l'emballage de la dose et l'identification personnalisée à l'unité de soins.			
Optimisation automatisée des inventaires («First In First Out») ***	N	N	0
*** Utilisation de la méthode : 1er entré, 1er sorti, cette gestion permet d'optimiser les dates de péremption.			
Poids	Variable	650 - 1050 lbs	150 - 200 lbs
Possède une solution d'auto-diagnostic (en cas de bris) ****	N	N	0
**** Le système d'auto-diagnostic permet de détecter toute anomalie ou erreur potentielle qui peut survenir. Le système communique automatiquement au personnel responsable et à PTI toute activité suspecte pour prévenir les arrêts temporaires.			
Système d'alarme intégré *****	N	N	0
***** Afin de prévenir toute infraction ou vol de narcotique, la NarcoMedic est munie d'un système d'alarme qui peut communiquer toute activité suspecte à la sécurité, au personnel de pharmacie et à PTI.			
<b>Caractéristiques spécifiques - Sûreté / sécurité / productivité</b>			
Accès par l'infirmière à plus d'une dose à la fois *	0	Optionnel	De série
* La NarcoMedic® distribue uniquement la dose demandée par le personnel de soins. L'infirmière ne peut avoir accès aux autres narcotiques ou à plus d'une dose à la fois.			
Capacité maximale (Quantité de narcotiques)	Variable	96 à 120 pochettes, pour 1920 à 2400 doses	98 narcotiques, pour 1750 doses
Résolution des écarts par le personnel infirmier **	0	Partiel	Aucun
** Le personnel de soins n'ayant pas accès à plus d'un narcotique à la fois, aucun débalancement d'inventaire n'est possible et aucun balancement n'est nécessaire à la fin d'une période donnée.			
Élimination des décomptes de fin de transactions ***	N	N	Complet
*** La NarcoMedic® élimine tout décompte, validation et contrôle des inventaires à l'unité de soins. Ce processus permet l'élimination des interventions humaines et ainsi la réduction des erreurs potentielles.			
Emballage et identification individuelle au patient ****	N	N	0
**** Le système robotisé de la NarcoMedic® permet l'identification individuelle de chaque dose demandée.			





## NOTRE ENGAGEMENT

### *Le service à la clientèle*

*Chacun de nos clients doit pouvoir contacter un représentant du service 24/7 pour obtenir du support technique.*

### *La qualité et fiabilité*

*La qualité et la fiabilité sont à la base de la conception et fabrication de nos solutions. Chaque composante est choisie pour sa robustesse et sa longévité.*



## NOS PARTENAIRES



## NOUS JOINDRE

PTI-MED Inc.  
2200 Sidbec Sud  
Trois-Rivières, Qc  
G8Z 4H1

Tel : 819-375-6903  
Sans frais : 1-866-634-1953  
Fax : 819-373-2847  
Courriel : [info@narcomedic.com](mailto:info@narcomedic.com)  
Web : [www.narcomedic.com](http://www.narcomedic.com)